

Masque à visière panoramique - Réf. 100IJA



Présentation

- Masque d'intervention haute filtration à visière panoramique avec élastiques auriculaires.
- En polypropylène non-tissé, 3 plis, anti-buée et filtre sans fibre de verre.
- Dispositif de protection de l'environnement de travail pour la chirurgie, les examens médicaux et dentaires et l'industrie.

Description

- Masque d'intervention à visière panoramique, avec élastique auriculaire, 3 plis, type I, non stérile, à usage unique, avec anti buée.
- Dispositif de protection de l'environnement de travail pour la chirurgie, les examens médicaux et dentaires et l'industrie.
- Composition : - sans latex ;
 - Masque : polypropylène non tissé ;
 - Filtre : sans fibre de verre et élastique auriculaire.

Caractéristiques techniques

- Mode de maintien sur le visage : à l'aide d'élastique auriculaire

Masque :

- Couleur : bleu.
- Dimensions : - Longueur : 175 mm \pm 5mm ;
 - Largeur : 95 mm \pm 5mm ;
 - Longueur de la barrette nasale : 140mm \pm 3mm.

Visière panoramique

- Dimensions : - Longueur : 300 mm \pm 5mm ;
 - Largeur : 120 mm \pm 5mm.
- Conformité : - Marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CE ;
 - Classe : I ;
 - Conforme à la norme EN 14683 : 2005 : Masques chirurgicaux « Exigences et méthodes d'essai ».
- Conditionnement : par boîte unitaire.
- Emballage : - Boîte de 25 masques ;
 - Dimensions : 18 x 10 x 8 cm.
- Durée de stockage : 3 ans
- Fabrication : par L.C.H. France - certifié ISO 9001 : 2000 et 13485 : 2003.

Performances techniques

- **Face externe** : grammage : 18g/m² \pm 2g/m².
- **Filtre** : grammage : 20g/m² \pm 2g/m².
- **Face interne** : grammage : 20g/m² \pm 2g/m².

Selon les tests réalisés par les laboratoires Nelson-INC USA

- Efficacité de filtration bactérienne EFB : 95%.
- Taille moyenne des particules : 3 μ m \pm 0.3 μ m.
- Résistance respiratoire : Delta P < 29,4 Pa.
- Assemblage : soudure par ultra sons.
- Temps de port conseillé : - 5 heures maximum ;
 - Masque à changer entre 2 actes médicaux ;
 - Après tout contact avec le masque usagé : veiller à bien se désinfecter les mains.